

Phosphinothricin N-acetyltransferase/Bar 说明书

首先感谢您选择优品生物科技有限公司 (UpingBio technology Co.,Ltd), 我司为您提供优质的免疫学试剂, 在您使用本产品前, 请认真阅读说明书, 不清楚之处, 请联系技术人员解答, 这对您顺利完成实验很有帮助。

名称: Phosphinothricin N-acetyltransferase/Bar

目录号: YP-C-1090

种属: Streptomyces hygroscopicus

标签: None

规格: 10ug/50ug/500ug/1mg

缓冲液: 0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

表达宿主: E.coli

内毒素: 经 LAL 检测验证, 小于 0.1ng/ul (0.1EU/ug)

纯化方法: 亲和纯化。

应用范围: 用于细胞培养的刺激剂; 用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫检测。

产品纯度: 不低于总蛋白的 90%。

储存方法: 冻干蛋白存放在-20℃保存 1 年; 复溶后蛋白溶液在无菌条件下-20℃至-80℃保存 3 个月; 复溶后蛋白溶液在 2-8℃保存 2-7 天。

注意事项: 避免反复冻融。

有效期限: 请您在管体注明有效期内使用。

使用建议: 本产品可以用于细胞水平、动物水平、蛋白水平的免疫学反应相关实验。