# 乙二醛酶II(glyoxalaseII,GlyII) 活性测定说明书

(微板法 96 样)

## 一、产品简介:

乙二醛酶系统是甲基乙二醛(MG)的主要清除途径,乙二醛酶II(GlyII,EC 3.1.2.6)是乙二醛酶系统中的一种酶。在哺乳动物,植物和细菌中普遍表达。

乙二醛酶II催化 S-D-乳酰谷胱甘肽(S-D-lactoylglutathione, SLG)水解为还原型谷胱甘肽(GSH)和 D-乳酸。还原型谷胱甘肽(GSH)与 DTNB与反应生成黄色复合物,该有色物 质在 412nm 处有特征吸收峰;通过检测 412nm 处上升速率,进而得出乙二醛酶II(GlyII)酶活性的大小。

## 二、测试盒组成和配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	提取液 110mL×1 瓶	4℃保存	
试剂一	液体 13mL×1 瓶	4℃保存	
试剂二	液体 1mL×1 支	4℃保存	
			每支用前甩几下使试剂落入底部,分别加
试剂三	粉体 mg×2 支	-20℃保存	0.55mL 蒸馏水完全溶解备用,溶好的试剂
			可-20°C分装保存,禁止反复冻溶。
标准品	粉体 mg×支	-20℃保存	若重新做标曲,则用到该试剂。

#### 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、低温离心机、研钵、蒸馏水。

### 四、乙二醛酶II(GlyII)活性测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定,了解本批样品情况,熟悉实验流程,避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本制备:

称取 0.1g 组织样本(水分充足可取 0.2g), 先加入 1mL 的提取液, 冰浴匀浆, 12000rpm, 4°C离心 10min, 上清液待测。

【注】: 若增加样本量,可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取

#### 2、上机检测:

- ① 酶标仪预热,调节波长至 412nm。
- ② 所有试剂预热至室温(25℃),在96孔板中依次加入下列试剂(依据样本检测数量,试剂一和二可按照比例130:10提前混合,直接加140μL即可):

试剂名称(μL)	测定管
样本	50
试剂一	130
试剂二	10
试剂三	10


混匀,室温(25℃)下,1min 后立即于412nm 处读取吸光值 A1,3min 后再读取 A2。 ΔA=A2-A1。

【注】: 1.若ΔA 值在零附近徘徊,可增加样本加样体积 V1 (如增至 100μL,则试剂一相应减少),或增加反应时间 T (如增至 10min 后读取 A2),或增加样本取样质量 W。则改变后的 V1 和 T 和 W 需代入公式计算。

2. 若 $\Delta A$  值大于 0.8 或者 A1 值大于 1,则需减少样本加样体积 V1(如减至 20 $\mu$ L,则试剂一相应增加),或减少反应时间 T(如减至 1 $\min$  后读取 A2)。则改变后的 V1 和 T 需代入公式计算。

## 五、结果计算:

1、标准曲线为 y = 0.0447x + 0.0017; x 为标准品摩尔质量 (nmol), y 为 $\Delta A$ 。



2、按样本蛋白浓度计算:

酶活定义:每毫克组织蛋白每分钟生成 1nmol 的 GSH 定义为一个酶活力单位。

 $Gly II (nmol/min/mg \ prot) = [(\Delta A - 0.0017) \div 0.0447] \div (V1 \times Cpr) \div T = 149.14 \times (\Delta A - 0.0017) \div Cpr$ 

3、按样本鲜重计算:

酶活定义: 每克组织样本每分钟生成 1nmol 的 GSH 定义为一个酶活力单位。 GlyII(nmol/min/g 鲜重)=[(ΔA-0.0017)÷0.0447]÷(W×V1÷V)÷T=149.14×(ΔA-0.0017)÷W

V1---加入样本体积, 0.05mL;

V---加入提取液体积, 1mL;

W---样本质量, g;

T--- 反应时间, 3min;

Cpr---蛋白质浓度,mg/mL,建议使用本公司的BCA蛋白含量检测试剂盒。

#### 附:标准曲线制作过程:

- 1 制备标准品母液 (10μmol/mL): 标准品溶于 1mL 蒸馏水中, (母液需在两天内用且-20℃保存)。
- 2 把母液用蒸馏水稀释成六个浓度梯度的标准品: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. μmol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依次在 96 孔板中加入 50μL 标准品+140μL 试剂一+10μL 试剂二,混匀后静置 5min 后于 412nm 读值,根据结果即可制作标准曲线。