



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

山羊抗人免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 (H+L) -HRP

说明书

首先感谢您选择深圳市优品生物科技有限公司，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：山羊抗人免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 (H+L) -HRP

目 录 号：YPE800071-H

亚 型：IgG

规 格：100uL

缓 冲 液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2-7.4、50%甘油、0.2%Procline-300。

免 疫 原：人免疫球蛋白 G (IgG)。

制备方法：取健康免疫后的羊血清，纯化获得抗体，然后标记 HRP。

纯化方法：亲和层析纯化。

应用范围：抗体针对的是人免疫球蛋白 G (IgG) 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

稀释比例：ELISA 和 CLIA：推荐 1：2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1：2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

WB：推荐 1：2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1：2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

IHC：推荐 1：2000 稀释比例使用，建议在具体实验中按 1：2000、4000、8000 三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：-20℃保质期 12 个月。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验。