



优品生物

UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号

技术电话: 400-999-8863

山羊抗犬免疫球蛋白 E (IgE) 抗体 (HRP 标记) 说明书

首先感谢您选择深圳市优品生物科技有限公司, 我司为您提供优质的免疫学试剂, 在您使用本产品前, 请认真阅读说明书, 不清楚之处, 请联系技术人员解答, 这对您顺利完成实验很有帮助。

名称: 山羊抗犬免疫球蛋白 E (IgE) 抗体 (HRP 标记)。

目录号: YPE800098-H

亚型: IgG

缓冲液: 0.01mol/L 的 PBS、1%BSA、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免疫原: 犬免疫球蛋白 E (IgE)

制备方法: 取健康免疫后的山羊血清, 纯化获得抗体, 再偶联 HRP 获得。

纯化方法: 亲和纯化。

应用范围: 适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

产品纯度: 不低于总蛋白的 95%。

储存方法: 存放在-20℃。

注意事项: 避免反复冻融。

有效期限: 请您在管体注明有效期内使用。

使用建议: 本产品可以用于免疫学反应相关实验, 更多信息请咨询技术人员。