

4×Tris-HCl 预混干粉（0.5 mol/L， pH 6.8， 0.1 L of 4×）

包装清单

组成	YP2033C-10	YP2033C-50
4×Tris-HCl 预混干粉 (0.5 mol/L, pH 6.8 ， 0.1 L of 4×)	10 pouches	5 ×10 pouches

保存条件

室温保存，3 年

注意事项

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
- 为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套。

产品概述

4×Tris-HCl 预混干粉（0.5 mol/L， pH 6.8）缓冲液是分子生物学中常用的试剂之一，用来作为各种缓冲液的基础成分，调节酸碱度，主要适用于聚丙烯酰胺凝胶配制。

4×Tris-HCl 预混干粉（0.5 mol/L， pH 6.8， 0.1 L of 4×）为白色、类白色粉末或细小颗粒，主要成分为 Tris - 盐酸盐。每袋 4×Tris-HCl 预混干粉可配制 0.1 L 4×Tris-HCl（0.5 mol/L， pH 6.8）缓冲液，其中 Tris-盐酸盐浓度为 0.5 mol/L。

本产品操作简单，溶解快速；全自动规模化生产，稳定高效。

使用方法

- 将 1 袋 4×Tris-HCl 预混干粉（0.5 mol/L， pH 6.8）缓缓倒入洗净的烧杯中，加入 0.06L 蒸馏水，于磁力搅拌器下搅拌混匀。
 - 补充蒸馏水，定容至 0.1 L，继续搅拌混匀，待溶液澄清后，即得 4 ×Tris-HCl（0.5 mol/L， pH 6.8）缓冲液。
- 注：配得的 4×Tris-HCl（0.5 mol/L， pH 6.8）缓冲液的 pH 值为 6.8 ±0.1@25℃。