

SSPE 预混干粉（50 mL of 20×）

包装清单

组成	YP2053C-10	YP2053C-50
SSPE 预混干 粉（50 mL of 20×）	10 pouches	5 ×10 pouches

注意事项

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套。

产品概述

SSPE 缓冲溶液是一种用于核酸杂交的缓冲液，可用于用于 DNA 杂交(如 Southern-blot)、RNA 杂交(如 Northern-blot)等实验。

SSPE 预混干粉（50 mL of 20×） 为白色、类白色粉末或细小颗粒， 主要成分为氯化钠、磷酸盐、EDTA 等组成 。每袋 SSPE 预混干粉可 配制 50 mL 20×SSPE 缓冲液。

使用方法

1. 将 1 袋 SSPE 预混干粉缓缓倒入洗净的烧杯中，加入 30 mL 蒸馏水，于磁力搅拌器下搅拌混匀。
2. 待溶液混匀后，补充蒸馏水，定容至 50 mL，即得 20×SSPE 缓冲液。
- 注：a. 请根据实验要求将干粉溶解至工作浓度。常用 20 倍浓缩缓冲液，经过高压湿热灭菌处理，使用时只需要用无菌蒸馏水或去离子水 稀释至工作浓度即可。
- b. 配得的 1 ×SSPE 缓冲液的 pH 值为 7.4±0.2@25℃。

保存条件

室温保存，3 年