



人细胞程序性死亡蛋白 1(PD1)抗体 (Biotin 标记) 说明书

首先感谢您选择优品生物, 我司为您提供优质的免疫学试剂, 在您使用本产品前, 请认真阅读说明书, 不清楚之处, 请联系技术人员解答, 这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称: 人细胞程序性死亡蛋白 1(PD1)抗体 (Biotin 标记)。

目 录 号: YP-Ab-18721

亚 型: IgG

缓 冲 液: 0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免 疫 原: 人细胞程序性死亡蛋白 1(PD1)。

制备方法: 取健康 BALB/C 小鼠单抗腹水。

纯化方法: 亲和纯化。

标记方法: Biotin 偶联标记

应用范围: 适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC、流式等实验。

产品纯度: 不低于总蛋白的 95%。

储存方法: 存放在-20℃。

注意事项: 避免反复冻融。

有效期限: 请您在管体注明有效期内使用。

使用建议: 本产品可以用于免疫学反应相关实验, 更多信息请咨询技术人员。