

甲型流感 H3N2 HA 蛋白 (A/Darwin/9/2021 A 毒株) 纯品说明书

首先感谢您选择优品生物科技有限公司 (UpingBio technology Co.,Ltd), 我司为您提供优质的免疫学试剂, 在您使用本产品前, 请认真阅读说明书, 不清楚之处, 请联系技术人员解答, 这对您顺利完成实验很有帮助。

名称: 甲型流感 H3N2 HA 蛋白 (A/Darwin/9/2021 A 毒株)。

目录号: YP-C-2557

克隆号: LAM357

浓度: 1mg/ml

缓冲液: 0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300、50%甘油。

制备方法: 重组蛋白, 再纯化。

纯化方法: 亲和纯化。

应用范围: 用于细胞培养的刺激剂; 用于 ELISA 或 CLIA 等免疫检测。

产品纯度: 不低于总蛋白的 90%。

储存方法: 存放在-20℃。

注意事项: 避免反复冻融。

有效期限: 请您在管体注明有效期内使用。

使用建议: 本产品可以用于乙肝细胞水平、动物水平、蛋白水平的免疫学反应相关实验。