



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

链霉亲和素-HRP（SA-HRP） 说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：链霉亲和素-HRP(SA-HRP)

目 录 号：YPE800056-H

规 格：100uL/500ul/1ml

缓 冲 液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2-7.4、50%甘油、0.2%Procline-300。

制备方法：由高纯度的链霉亲和素和辣根过氧化物酶，通过特殊的偶联技术生产。

应用范围：适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

稀释比例：一般推荐1:2000-4000这个范围，具体情况建议在不同的实验，针对不同样本类型，实验方向来确认。。

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：-20℃保质期 12 个月。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验。