



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

技术电话: 400-999-8863

兔抗绵羊免疫球蛋白 G(IgG)抗体 (H+L) -HRP

说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：兔抗绵羊免疫球蛋白 G(IgG)抗体 (H+L) -HRP。

目 录 号：YPE800102-H

亚 型：IgG

缓 冲 液：50%甘油、0.01M PBS、0.5%RSA、Proclin-300。

免 疫 原：羊免疫球蛋白 G (IgG)。

制备方法：取健康免疫后的兔血清，纯化获得抗体，再偶联 HRP。

纯化方法：亲和纯化。

标记方法：HRP 偶联标记

应用范围：适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC、流式等实验。

浓 度：以抗体计 1mg/mL 左右（以标记物计 2mg/mL 左右）。

产品纯度：不低于总蛋白的 95%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。