



ELISA羊抗鼠IgG包被酶标板

ELISA羊抗鼠IgG包被酶标板

ELISA羊抗鼠IgG包被酶标板是将羊抗鼠IgG抗体（5ug/ml）溶于包被液中对96孔酶标板进行包被处理，并后续通过封闭液封闭。本试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

使用说明

拆开可直接用于各种适用的应用场景适用。

注意事项

干燥保存，不能受潮。

温馨提示

为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

储存温度及效期

4℃可保存一年。

包装清单

货号	品名	包装
YP6637-T	ELISA羊抗鼠IgG包被酶标板	96T
	说明书	1份