

ELISA 抗 His 标签抗体包被酶标板

ELISA 抗 His 标签抗体包被酶标板

ELISA 抗 His 标签抗体包被酶标板是将抗 His 标签抗体（5ug/ml)溶于包被液中，对 96 孔酶标板进行包被处理，并后续通过封闭液封闭。本试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

使用说明

拆开可直接用于各种适用的应用场景适用。

注意事项

干燥保存，不能受潮。

温馨提示

为了您的自身安全，使用试剂前，请做好防护，如穿实验服，带手套等。

储存温度及效期

4℃可保存一年。

包装清单

货号	品名	包装
YP6638-T	ELISA 抗 His 标签抗体包被酶标板	96T
	说明书	1 份