



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: youpin@youpinbio.com

技术电话: 400-999-8863

抗人乙肝表面抗原（HBsAg）说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：抗人乙肝表面抗原（HBsAg）

目 录 号：YP-Ab-19039

亚 型：IgG

分 子 量：150kD

抗体性质：兔多抗

应 用：可用于酶联免疫（ELISA）和化学发光（CLIA）实验。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。