



优品生物
UpingBio

网址: www.upingbio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

人癌胚抗原（CEA）抗原纯品说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：人癌胚抗原（CEA）抗原纯品。

目录号：YP100008

浓度：1mg/ml

缓冲液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300、50%甘油。

制备方法：大肠杆菌重组蛋白。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：用于细胞培养的刺激剂；用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫检测。

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于细胞水平、动物水平、蛋白水平的免疫学反应相关实验。