



**优品生物**  
**UpingBio**

网址: [www.upingBio.com](http://www.upingBio.com)

邮箱: [Upingbio.163.com](mailto:Upingbio.163.com)

技术电话: 400-999-8863

## 山羊抗小鼠免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 (HRP 标记) 说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名 称：**山羊抗小鼠免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 (HRP 标记)。

**目 录 号：**YPE800023-H。

**亚 型：**IgG

**缓 冲 液：**0.01mol/L 的 PBS、1%BSA、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

**免 疫 原：**小鼠免疫球蛋白 G (IgG)

**制备方法：**取健康免疫后山羊血清，亲和纯化后，再偶联 HRP 获得。

**纯化方法：**亲和纯化。

**应用范围：**适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等实验。

**稀释比例：**WB 1:5000-20000; IHC 1:20-100。

**产品纯度：**不低于总蛋白的 95%。

**储存方法：**存放在-20℃。

**注意事项：**避免反复冻融。

**有效期限：**请您在管体注明有效期内使用。

**使用建议：**本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。