



优品生物
U p i n g B i o

网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

山羊抗小鼠免疫球蛋白 G2a (IgG2a) (HRP 标记)

说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：山羊抗小鼠免疫球蛋白 G2a (IgG2a) (HRP 标记)

克隆号：YIG。

目录号：YPE800025-H

亚型：IgG

缓冲液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免疫原：小鼠免疫球蛋白 G2a (IgG2a)。

制备方法：取健康免疫后的山羊血清，纯化获得抗体，然后标记 HRP。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：抗体针对的是小鼠免疫球蛋白 G2a 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

稀释比例：WB 1:1000-10000; IHC 1:50-100。

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于小鼠免疫球蛋白 G2a 的免疫学反应相关实验。