



网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

山羊抗兔免疫球蛋白 G (IgG) (H+L) (Cy5) 抗体说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：山羊抗兔免疫球蛋白 G (IgG) (H+L) (Cy5)。

目 录 号：YPE800104

亚 型：IgG

缓 冲 液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免 疫 原：兔免疫球蛋白 G (IgG)。

制备方法：取健康免疫的山羊抗血清，纯化抗体。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：适用于 ELISA、IHC、IF、Flow、Cyt 等实验。

稀 释 比 例：IHC(1:200-1:1000);IF(1:200-1:1000); Flow Cyt(1:2000-1:4000); ELISA (Use at an assay dependent concentration)。

产品纯度：不低于总蛋白的 95%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。