



# FRAT1 Rabbit mAb

<b>Catalog No</b>	YP-rAb-17439
<b>Isotype</b>	IgG
<b>Reactivity</b>	Human,Mouse,Rat
<b>Applications</b>	WB,IF,ELISA
<b>Gene Name</b>	FRAT1
<b>Protein Name</b>	Proto-oncogene FRAT1 (Frequently rearranged in advanced T-cell lymphomas 1) (FRAT-1)
<b>Purification Process</b>	Protein A
<b>Specificity</b>	Endogenous
<b>Formulation</b>	PBS, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300, 0.05%BSA
<b>Source</b>	Monoclonal, Rabbit,IgG
<b>Dilution</b>	WB 1:1000-1:5000; IF 1:200-1:1000; ELISA 1:5000-1:20000;
<b>Concentration</b>	0.5 mg/ml
<b>Purity</b>	≥90%
<b>Storage Stability</b>	-15° C to -25° C/1 year(Do not lower than -25° C)
<b>Synonyms</b>	
<b>Observed Band</b>	31kD
<b>Calculated Molecular Weight</b>	31kD
<b>Cell Pathway</b>	Cytoplasm.
<b>Tissue Specificity</b>	Lung,Testis,
<b>Function</b>	Positively regulates the Wnt signaling pathway by stabilizing beta-catenin through the association with GSK-3. May play a role in tumor progression and collaborate with PIM1 and MYC in lymphomagenesis.,PTM:Phosphorylated.,similarity:Belongs to the GSK-3-binding protein family.,subunit:Binds DVL1. Binds GSK-3 and prevent GSK-3-dependent phosphorylation.,
<b>Background</b>	The protein encoded by this gene belongs to the GSK-3-binding protein family. The protein inhibits GSK-3-mediated phosphorylation of beta-catenin and positively regulates the Wnt signaling pathway. It may function in tumor progression and in lymphomagenesis. [provided by RefSeq, Oct 2008],






matters needing attention

Avoid repeated freezing and thawing!

Usage suggestions

This product can be used in immunological reaction related experiments. For more information, please consult technical personnel.

Western blot analysis of lysates from HeLa cell, primary antibody was diluted at 1:1000, 4° over night, Dylight 800 secondary antibody was diluted at 1:10000, 37° 1hour.



## 杭州臻优品生物科技有限公司

### 热销产品:

蛋白、一抗、抗体对、ELISA试剂盒、生化试剂盒  
CCK8试剂盒、QPCR检测试剂盒

### 检测服务:

ELISA检测及定制服务 | 生化检测 | PCR、QPCR检测 | WB检测  
ICO-IP检测 | 切片 | 染色 | 免疫组化 | 免疫荧光 | 透射电镜全套  
| 宏基因组、转录组、基因组、蛋白组、代谢组测序




关注官网



关注客服



Western blot analysis of lysates from A431 cells, primary antibody was diluted at 1:1000, 4° over night



## 杭州臻优品生物科技有限公司

### 热销产品:

蛋白、一抗、抗体对、ELISA试剂盒、生化试剂盒  
CCK8试剂盒、QPCR检测试剂盒

### 检测服务:

ELISA检测及定制服务 | 生化检测 | PCR、QPCR检测 | WB检测  
ICO-IP检测 | 切片 | 染色 | 免疫组化 | 免疫荧光 | 透射电镜全套  
| 宏基因组、转录组、基因组、蛋白组、代谢组测序



关注官网



关注客服