



优品生物
UpingBio

网址: www.upingbio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

山羊抗小鼠免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 H+L (AbFluor 647) 说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：山羊抗小鼠免疫球蛋白 G (IgG) 抗体 H+L (AbFluor 647)。

克隆号：YIG73。

目录号：YPE800117。

亚型：IgG。

缓冲液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免疫原：小鼠免疫球蛋白 G (IgG) 抗体。

制备方法：取健康免疫后的山羊血清，纯化获得抗体并偶联 AbFluor 647 获得。

纯化方法：亲和纯化。

应用场景：抗体针对的是小鼠免疫球蛋白 G 表位，适用于 ELISA，IF，FC 免疫实验。

稀释比：IF1:200-1:1000; Flow Cyt:1:100-1:1000; ELISA (Use at an assay dependent concentration)

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于小鼠免疫球蛋白 G 的免疫学反应相关实验。