



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio@163.com

技术电话: 400-999-8863

山羊抗小鼠免疫球蛋白 E (IgE) 抗体说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：山羊抗小鼠免疫球蛋白 E (IgE) 抗体。

克隆号：YIG355。

目录号：YPE800028。

亚型：IgG。

缓冲液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免疫原：小鼠免疫球蛋白 E 。

制备方法：取健康免疫的山羊抗血清，纯化抗体。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：抗体针对的是小鼠免疫球蛋白 E 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

稀释比例：ELISA : 1: 2000-1: 8000

CLIA : 1: 2000-1: 8000

WB : 1: 5000-1: 15000

IHC : 1: 500-1: 2500

IF : 1: 500-1: 2500

产品纯度：不低于总蛋白的 95%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于小鼠免疫球蛋白 E 的免疫学反应相关实验。