



TBST 缓冲液 TBST Buffer (10X)

规格：500mL

产品介绍：

TBST 缓冲液是生物学中常使用的等渗缓冲盐溶液，主要用于 Western Blot 实验中洗去膜上非特异性结合的物质。由 Tris-HCl 构成稳定的 PH 缓冲体系，NaCl 提供等渗条件，Tween-20 作为去污剂可增加缓冲液的洗脱能力。

本产品为 10×浓缩液，需要稀释成 1×工作液后使用。

使用说明：

1.1×TBST 缓冲液配制：量取 100ml 10×TBST 缓冲液，加入 900ml 去离子水定容至 1L，充分混匀。

2.稀释成 1X 工作液的 TBST，pH 为 7.4。

储存及运输条件：

RT，有效期 12 个月。

注意事项：

- 1.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
- 2.本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。