



TBS 缓冲液 TBS Buffer (20X)

规格: 500mL

产品介绍:

TBS 缓冲液 (20X), Tris 缓冲盐溶液简称 TBS 缓冲液, 是生物学中常用的缓冲液, 广泛用于 Western、免疫荧光、免疫组化、免疫沉淀、免疫共沉淀、ELISA 等实验中洗涤缓冲液或封闭液等的配制。

使用说明:

本产品为 20×浓缩液, 需要稀释成 1×工作液后使用。

储存及运输条件:

RT, 有效期 12 个月。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
2. 本产品仅供科研。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。