



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

小鼠抗大鼠免疫球蛋白G2a (IgG2a) 抗体 (HRP标记)

说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：小鼠抗大鼠免疫球蛋白G2a (IgG2a) 抗体 (HRP标记)

克 隆 号：YIG。

目 录 号：YPE800019-H

亚 型：IgG

缓 冲 液：0.01mol/L的PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免 疫 原：大鼠免疫球蛋白G2a (IgG2a)。

制备方法：取自健康小鼠制备的腹水，纯化获得抗体，并标记HRP。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：抗体针对的是大鼠免疫球蛋白G1表位，适用于ELISA、CLIA、WB、IHC等免疫实验。

产品纯度：不低于总蛋白的95%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于大鼠免疫球蛋白G1的免疫学反应相关实验。