



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

山羊抗小鼠免疫球蛋白 G3 (IgG3) 抗体 (HRP 标记) 说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：山羊抗小鼠免疫球蛋白 G3 (IgG3) 抗体 (HRP 标记)。

目 录 号：YPE800030-H。

亚 型：IgG

缓 冲 液：0.01mol/L 的 PBS、1%BSA、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免 疫 原：小鼠免疫球蛋白 G3 (IgG3)

制备方法：取健康免疫后山羊血清，亲和纯化后，再偶联 HRP 获得。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：抗体针对的是小鼠免疫球蛋白 G3 表位，适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC 等免疫实验。

产品纯度：不低于总蛋白的 95%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于小鼠免疫球蛋白 G3 的免疫学反应相关实验。