



**优品生物**  
**U p i n g B i o**

网址: [www.upingBio.com](http://www.upingBio.com)

邮箱: [Upingbio.163.com](mailto:Upingbio.163.com)

技术电话: 400-999-8863

# 山羊抗猪免疫球蛋白G（IgG）抗体（H+L）-HRP说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名 称：**山羊抗猪免疫球蛋白G（IgG）抗体（H+L）-HRP

**目 录 号：**YPE800074-H

**亚 型：**IgG

**规 格：**100uL

**缓冲液：**0.01mol/L的PBS、pH：7.2-7.4、50%甘油、0.2%Procline-300。

**免疫原：**猪免疫球蛋白G（IgG）。

**制备方法：**取健康免疫后的羊血清，纯化获得抗体，然后标记HRP。

**纯化方法：**亲和层析纯化。

**应用范围：**抗体针对的是猪免疫球蛋白G（IgG）表位，适用于ELISA、CLIA、WB、IHC等免疫实验。

**稀释比例：**ELISA和CLIA：推荐1：2000稀释比例使用，建议在具体实验中按1：2000、4000、8000三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

**WB：**推荐1：2000稀释比例使用，建议在具体实验中按1：2000、4000、8000三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

**IHC：**推荐1：2000稀释比例使用，建议在具体实验中按1：2000、4000、8000三个梯度进行摸索，确定适合具体实验的准确稀释比例。

**产品纯度：**不低于总蛋白的90%。

**储存方法：**存放在-20℃。

**注意事项：**避免反复冻融。

**有效期限：**-20℃保质期12个月。

**使用建议：**本产品可以用于免疫学反应相关实验。