



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

小鼠抗大鼠免疫球蛋白 M (IgM) 抗体说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：小鼠抗大鼠免疫球蛋白 M (IgM) 抗体。

目 录 号： YPE800014。

亚 型： IgG。

缓 冲 液： 0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免 疫 原： 大鼠免疫球蛋白 M 。

制备方法： 取健康 BALB/C 小鼠单抗腹水。

纯化方法： 亲和纯化。

应用范围： 抗体针对的是大鼠免疫球蛋白 M 表位，适用于 ELISA、CLIA、 WB、IHC 等免疫实验。

产品纯度： 不低于总蛋白的 95%。

储存方法： 存放在-20℃。

注意事项： 避免反复冻融。

有效期限： 请您在管体注明有效期内使用。

使用建议： 本产品可以用于大鼠免疫球蛋白 M 的免疫学反应相关实验。