



**优品生物**  
**UpingBio**

网址: [www.upingBio.com](http://www.upingBio.com)

邮箱: [Upingbio.163.com](mailto:Upingbio.163.com)

技术电话: 400-999-8863

# 小鼠抗人免疫球蛋白E（IgE）单克隆抗体说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

**名 称：**小鼠抗人免疫球蛋白E（IgE）单克隆抗体。

**目 录 号：** YPE800039

**亚 型：** IgG

**缓冲液：** 0.01mol/L的PBS、pH： 7.2、0.2%Procline-300。

**免 疫 原：** 人免疫球蛋白E（IgE）。

**来 源：** 健康的BABL/C小鼠腹水

**纯化方法：** 亲和层析。

**应用范围：** 适用于ELISA、CLIA、WB、IHC、流式等实验。

**产品纯度：** 不低于总蛋白的90%。

**储存方法：** 存放在-20℃。

**注意事项：** 避免反复冻融。

**有效期限：** 请您在管体注明有效期内使用。

**使用建议：** 本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。