



优品生物
UpingBio

网址: www.upingbio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

兔抗绵羊免疫球蛋白 G(IgG) 抗体说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名 称：兔抗绵羊免疫球蛋白 G(IgG) 抗体。

目 录 号：YPE800079

亚 型：IgG

缓 冲 液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免 疫 原：绵羊免疫球蛋白 G(IgG)。

制备方法：取健康免疫后的兔血清，纯化获得抗体。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：适用于 ELISA、CLIA、WB、IHC、流式等实验。

稀释比例：WB 1:1000-10000; ELISA 1:10000-20000;IHC 1:50-100 。

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。