



优品生物
UpingBio

网址: www.upingBio.com

邮箱: Upingbio.163.com

技术电话: 400-999-8863

山羊抗小鼠免疫球蛋白 G (IgG) H+L (Alexa Fluor 488) 抗体说明书

首先感谢您选择优品生物，我司为您提供优质的免疫学试剂，在您使用本产品前，请认真阅读说明书，不清楚之处，请联系技术人员解答，这对您顺利完成实验很有帮助。

名称：山羊抗小鼠免疫球蛋白 G (IgG) H+L (Alexa Fluor@ 488)抗体

目录号：YPE800082

亚型：IgG

缓冲液：0.01mol/L 的 PBS、pH: 7.2、0.2%Procline-300。

免疫原：小鼠免疫球蛋白 G (IgG)。

制备方法：取健康免疫的山羊抗血清，纯化抗体标记而成。

纯化方法：亲和纯化。

应用范围：适用于 ELISA、FC、IF 等实验。

稀释比例：IF 1:200-1:1000; Flow Cyt 1:100-1:1000;

ELISA (Use at an assay dependent concentration)

产品纯度：不低于总蛋白的 90%。

储存方法：存放在-20℃。

注意事项：避免反复冻融。

有效期限：请您在管体注明有效期内使用。

使用建议：本产品可以用于免疫学反应相关实验，更多信息请咨询技术人员。